



Per ulteriori informazioni si può rivolgere al suo responsabile commerciale o al customer service Carl Zeiss Vision.

Carl Zeiss Vision Italia Spa
Via S. e P. Mazzucchelli, 17
Castiglione Olona (VA)
www.vision.zeiss.it

Migliora la tua visione.

La nuova lente ZEISS Monofocale Superb.



**See more. Live more.
Lenti di precisione ZEISS.**

www.migliore-visione.zeiss.it



Più che asferica. Più che atorica.

La nuova lente ZEISS Monofocale Superb per una migliore visione. L'avanzata tecnologia freeform garantisce una migliore precisione rispetto alle lenti monofocali tradizionali, offrendo una visione più chiara e nitida in ogni area della lente.

Le tradizionali lenti monofocali asferiche e atoriche possono essere realizzate per un limitato numero di poteri sferici medi che coprono il range RX. Come risultato, la maggior parte delle prescrizioni soffre di cali di potere ed aberrazioni nelle zone periferiche della lente.

La nuova lente ZEISS Monofocale Superb sfrutta la tecnologia freeform per eliminare i "compromessi" visivi che si ritrovano nei design monofocali convenzionali.

La lente ZEISS Monofocale Superb è disegnata tenendo in considerazione la prescrizione puntuale del singolo portatore. L'ottimizzazione punto-per-punto è applicata su tutta la superficie della lente, garantendo un design ancora più confortevole.



Le caratteristiche della lente ZEISS Monofocale Superb in sintesi:

- Realizzata con la tecnologia freeform ZEISS.
- L'ottimizzazione punto-per-punto della superficie della lente evita i più piccoli errori di potere delle zone periferiche e consente di avere una visione più precisa e confortevole.
- Ottimizzata per la singola prescrizione: sfera, cilindro, asse, prisma e relativa base.
- Disponibile con tecnologia i.Scription®.

Benefici per il portatore:

- Una visione migliore, più chiara e nitida.
- Lenti più sottili e meno curve per un miglior risultato estetico.
- Una migliore visione notturna e in condizioni di scarsa luminosità se abbinata alla tecnologia i.Scription®.

Benefici per l'Ottico Optometrista:

- Facile da montare.
- Facile da proporre grazie a un'ampia gamma di poteri e materiali.
- Più soddisfazione per il portatore.

Nuova gamma ZEISS Monofocali.

Gamma ZEISS monofocali	ZEISS Monofocale Sferica ★★	ZEISS Monofocale Asferica ★★★	ZEISS Monofocale Superb ★★★★	ZEISS Monofocale Individual ★★★★★
Eccezionali performances visive Considerazione di tutti i parametri individuali del portatore				●
Campi visivi più ampi L'avanzata tecnologia freeform offre un maggior livello di precisione.			●	●
Lenti più sottili e meno curve Curve più piatte e minor effetto di ingrandimento.		●	●	●
Elevata qualità di visione La superficie ottimizzata permette precise e puntuali immagini ottiche.	●	●	●	●
Migliore visione notturna Tutte le lenti monofocali ZEISS sono disponibili con tecnologia i.Scription® per una migliore visione di notte e al crepuscolo.	●	●	●	●

Disponibilità prodotto	Bianca / colorata	PhotoFusion®	Transitions®	Polarizzata
Organica 1.74	● (solo bianca)			
Organica 1.67	●	●	●	
Organica 1.6 (disponibile anche nella versione Sport)	●	●	●	●
Organica 1.5 (disponibile anche nella versione Sport)	●	●	●	●

Trova i dettagli sul catalogo Lenti Oftalmiche ZEISS.

ZEISS Monofocale Superb: stampigliature e microincisioni.

<p>Raccomandazioni per il montaggio: Posizionare la croce di montaggio in corrispondenza del centro pupillare del portatore in posizione di sguardo all'infinito.</p>	
<p>Tipo lente e materiale*: VS: ZEISS Monofocale Superb 60: Organico 1.6</p>	

* il materiale illustrativo è da intendersi solo a titolo esemplificativo.



100 ANNI DI LENTI
DI PRECISIONE
MADE BY CARL ZEISS

