



## Modulo SL Imaging di ZEISS

Kit di upgrade



We make it visible.

# Registrazioni di eccellente qualità

## Imaging funzionale

Il modulo SL Imaging di ZEISS è disponibile come kit di upgrade per tutte le lampade a fessura ZEISS SL 115 Classic, SL 120 e SL 130 e per i modelli di lampada a fessura 20 SL e 30 SL più vecchi. Anche le lampade a fessura ZEISS dotate di beam splitter possono essere sottoposte a retrofitting. È possibile scattare fotografie e registrare video di tutti gli esami – sia a scopo di documentazione che per la comunicazione con il paziente o per realizzare presentazioni. La videocamera SL cam 5.0 da 5 megapixel estremamente compatta ed il software SL Imaging operano sinergicamente per fornire immagini e video ad alta risoluzione. Le impostazioni di acquisizione personalizzabili e le funzionalità di analisi delle immagini favoriscono un flusso di lavoro ottimale. Il software SL Imaging può essere installato e utilizzato su qualsiasi computer impiegato nello studio medico\*.



## Opzioni di retrofitting

Da sinistra a destra:

- Adattatore per SL 115 Classic
- Adattatore per SL 120 ed SL 130
- Adattatore per 20 SL e 30 SL
- Adattatore per beam splitter

## Dati tecnici

### SL cam 5.0

Tipo di sensore	1/2,5" CMOS, rolling shutter
Dimensioni sensore	2592 x 1944 pixel
Frequenza fotogrammi	Circa 25 fps a 648 x 486 pixel Circa 15 fps a 1296 x 972 pixel Circa 5 fps a 2592 x 1944 pixel
Interfaccia	USB 2.0, 400 Mb/s
Rapporto segnale/rumore	38 dB
Range dinamico	70 dB
Dimensioni (L x H x P)	A seconda del modello Max. 80 mm x 60 mm x 40 mm Max. 3.1 pollici x 2.4 pollici x 1.6 pollici
Peso	A seconda del modello Max. 0,35 kg Max. 0.08 lbs

### Selezione di accessori opzionali per il modulo SL Imaging

Acquisizione immagini	Pedaliera USB 2.0
Ampio campo d'illuminazione	Illuminatore DigiCam
PC	Postazione di lavoro SL, panel PC 22", LV senza ventola Intel® Core™ 2Duo, 2.26 GHz, HDD 500 GB, CFD 16 GB



\* Contattare il nostro rappresentante di vendita locale, per ulteriori informazioni sui requisiti minimi dell'hardware del computer.



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

[www.meditec.zeiss.com/contacts](http://www.meditec.zeiss.com/contacts)

[www.meditec.zeiss.com/slitlamps](http://www.meditec.zeiss.com/slitlamps)

IT\_33\_022\_00511 Stampato in Germania CZ-II/2014 Edizione internazionale: solo per la vendita nei paesi selezionati  
Il contenuto dell'opuscolo può differire dall'attuale stato di omologazione del prodotto nel proprio paese. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro rappresentante locale.  
Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della fornitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico.  
© Carl Zeiss Meditec AG, 2014. Tutti i diritti riservati.