

## Refrazione soggettiva automatizzata: VISUSCREEN 500 & VISUPHOR 500

Offre ai clienti un test della visione che supera le loro aspettative.



Combinare gli strumenti per la refrazione ZEISS ed offrire un esame che garantisce risultati di estrema precisione, dei quali i vostri clienti possono fidarsi. Grazie all'unità di refrazione soggettiva di ZEISS potrete creare un ambiente confortevole, rilassante e, contemporaneamente, ridurre i tempi di esame.

I vostri clienti si aspettano da voi, in qualità di esperti professionisti del settore, le soluzioni per una migliore visione sulla base di un'accurata refrazione. Tuttavia, è richiesta molta fiducia ed il processo può comportare incertezze nel prescrivere la correzione ottimale. Grazie all'ausilio della tecnologia all'avanguardia ZEISS per i test di visione, potrete trasformare l'esame refrattivo in un evento che vi permetterà di spazzare via i dubbi e convertire un momento di stress per il cliente in un'esperienza piacevole.

Pertanto, iniziate la refrazione soggettiva trasferendo la prescrizione generata da i.Profiler<sup>®plus</sup> a VISUPHOR 500 di ZEISS ed offrite una procedura precisa e senza preoccupazioni dovute a possibili errori. Mostrate i concreti vantaggi offerti dal ricalcolo dei poteri tramite tecnologia i.Scription di ZEISS, forniti dall'unità di refrazione soggettiva e guidate il vostro cliente nella scelta di nuove lenti e verso una migliore visione già all'interno della sala refrazione.

[In evidenza](#)[Dettagli](#)[Contattaci](#)

## Test della visione moderno e preciso di ZEISS con un'unica unità di qualità superiore

Grazie alla nuovissima unità di refrazione soggettiva di ZEISS, la rilevazione dell'efficienza visiva diventa per il cliente un'esperienza coinvolgente verso una migliore visione e, allo stesso tempo, completa che combina gli elementi centrali, tavole di test della visione e forottero, in una soluzione intelligente.

VISUSCREEN 500 di ZEISS con tecnologia Polatest viene fornito con diverse funzionalità per test della visione, grazie alle quali effettuare prove monoculari e binoculari con diverse tavole di test oltre a test speciali per bambini. Dimostrate il vantaggio delle lenti con tecnologia i.Scription di ZEISS utilizzando il LED integrato. Oltre che tramite il telecomando IR, VISUSCREEN 500 di ZEISS può essere utilizzato con un'intuitiva applicazione per iPad per passare

rapidamente e facilmente tra le diverse tavole di test.


Flussi di lavoro personalizzati consentono la compilazione di diverse sequenze di tavole di test basate sulle preferenze individuali dei diversi operatori che effettuano i test. VISUSCREEN 500 di ZEISS può essere facilmente integrato e aggiornato con VISUPHOR 500 di ZEISS, un forottero digitale che vi consentirà di ottimizzare il workflow degli esami e dare un'impressione professionale ai clienti.

La totale integrazione in i.Com mobile di ZEISS completa la combinazione di dispositivi, attraverso la trasmissione delle misurazioni del cliente da VISULENS 500 o i.Profiler<sup>®plus</sup> / VISUREF 100 di ZEISS direttamente all'unità di refrazione soggettiva, permettendo così un semplice e preciso inizio delle operazioni dell'esame soggettivo.



## Riepilogo delle caratteristiche

- VISUSCREEN 500 è perfetto anche per le piccole sale refrazione, grazie alla distanza di 2 m per l'uso indiretto ed alla dimensione degli ottotipi che si adatta automaticamente in funzione della distanza.
- Design allo stato dell'arte, senza tempo, di facile installazione in qualsiasi centro ottico
- Test randomizzabili su uno schermo LCD cristallino con tecnologia polarizzata
- LED integrato come funzionalità supplementare per il test di Maddox e con dimostrazione della tecnologia i.Scription di ZEISS  
Una sostituzione rapida e semplice delle lenti di ispezione consente una dimostrazione in tempo reale della prescrizione finale e del miglioramento della visione
- L'unità di refrazione soggettiva può essere collegata a VISULENS 500, VISUREF 100 i.Profiler<sup>®plus</sup> di ZEISS per un trasferimento dei dati diretto tramite i.Com mobile di ZEISS



Test del triangolo stereo per verificare la visione stereoscopica.




## Prodotti correlati

ZEISS è uno dei principali produttori al mondo di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare massima precisione e massimo comfort.



## Contattateci per maggiori informazioni

Assistenza Clienti ZEISS

 199 -11. 55. 00

 Email



### Esplora

Comprendere la visione  
Salute + prevenzione  
Lifestyle + Fashion  
Guida + mobilità  
Sport + tempo libero  
Lavoro

### Aiutami a scegliere

Occhiali da lontano + da lettura  
Lenti multifocali  
Occhiali da sole  
Occhiali da lavoro  
Occhiali sportivi  
Occhiali per bambini  
Trattamenti per le lenti  
Lenti a contatto  
Pulizia delle lenti  
Presso l'ottico

### Servizi

Check up visivo online

### ZEISS per l'Ottico Optometrista e il Medico Oculista

Strumenti + tecnologie  
ZEISS, Lenti per occhiali  
Soluzioni per la pulizia delle lenti ZEISS

